



Contact: [www.medistick.com](http://www.medistick.com)  
Fax: +49(0)7661-932386


## Mode d'Emploi du Medistick

Nous vous félicitons d'avoir acheté votre Medistick.

L'utilisation est très simple.

Introduisez la clé ou la carte dans un port USB de votre ordinateur.

Après une brève attente l'image suivante apparaîtra:



Démarrez le Medistick maintenant.

Si des données n'ont pas encore été sauvegardées sur la clé ou la carte vous verrez le texte de salutation:



Si votre logiciel de navigation vous signale que des Scripts ou des éléments de commande ActiveX ont été bloqués veuillez-confirmer que ceux-ci doivent être acceptés.



Si le message „Please allow ActiveX“ apparaît encore au lieu du bouton „Start Medistick“ l’assistance correspondante Java devra être installée pour votre logiciel de navigation.

A cette fin cliquez sur l’icone „Get Java“. Vous serez transféré à la page Java où vous pourrez télécharger le logiciel pour votre système d’exploitation.



Après avoir effectué l'installation et un redémarrage de votre logiciel de navigation la page d'accueil de Medistick devrait apparaître comme décrit ci-dessus

### **Pour sauvegarder des données sur le Medistick plusieurs possibilités sont à votre disposition.**

#### **1. Entrée autonome (sans transmission de données d'un programme de médecin)**

Sélectionnez l'option „démarrage Medistick“ du masque mentionné ci-dessus. Ensuite un „nouveau profil“ s'ouvrira et vous pourrez entrer vos données de façon autonome.

Comme première opération créez votre profil de client avec le MOT DE PASSE correspondant, s'il vous plaît. Choisissez ce MOT DE PASSE de sorte que vous ne l'oublierez certainement pas. Sans mot de passe même vous ne pourrez plus voir vos propres données!

Faites attention à l'emploi des minuscules et majuscules.

Si vous sauvegardez vos données la „page de bienvenue“ maintenant visible sera remplacée par la fiche des données d'urgence.

#### ***Pilote de l'imprimante***

Vous trouvez un pilote de l'imprimante sur votre Medistick que vous pouvez installer sur votre propre ordinateur. Ce „pilote de l'imprimante“ est un petit programme qui est capable de vous transmettre chaque document imprimable de votre choix (testament de vie, copie de votre passeport etc.) sur votre Medistick. Vous pouvez piloter ce programme comme une „imprimante“ – après avoir démarré „l'impression“ vous êtes demandé d'entrer un intitulé pour le document – ci-après vous trouverez votre document dans le profil sous „documents & images“.

Pour installer le pilote vous démarrez le setup sur le Medistick. A cette fin exécutez le fichier „MedistickDruckerInstaller\PDFDruckerSetup.exe“. Comme utilisateur de l'explorateur internet vous accédez au setup également par la référence dans le texte de salutation - „pilote de l'imprimante PDF“. Confirmez l'installation dans le dialogue suivant par „installer“ et „Next“. Après avoir terminé l'installation vous pourrez quitter le setup et utiliser votre imprimante.

Si vous avez besoin **des informations** en ce qui concerne l'utilisation du Medistick ouvrez **l'onglet support** sur le Medistick.


Vous trouverez des **réponses aux questions les plus fréquentes** sur notre page d'accueil: [www.medistick.com](http://www.medistick.com) sous la rubrique Service Support FAQ.

Si vous n'y trouvez pas des réponses à vos questions vous pourrez également nous envoyer **un formulaire de consultation par télécopie**. Vous le trouvez également sur notre page d'accueil sous la rubrique Service Support formulaire de consultation avec le numéro de télécopieur correspondant.


**En cas d'urgence** vous pourrez nous contacter sous le numéro de téléphone taxable que vous pouvez lire sur notre page d'accueil.

### Sauvegarde de vos Données

Pour éviter de devoir relever toutes les données de nouveau dans le cas d'une perte de votre Medistick vous devriez sauvegarder vos données de temps en temps. Ce n'est pas très compliqué comme vous ne copiez que le dossier **repository** de votre Medistick sur un médium de sauvegarde. Ce médium peut être votre disque dur ou aussi un CD.



Ouvrez le Medistick dans l'Explorateur Windows, clic droit sur le dossier „repository“ et sélectionnez **copier**. Ensuite sélectionnez le médium de destination, clic droit et **insérer**.



Vous pourrez sauvegarder les données copiées ainsi sur le Medistick de la même manière. A cette fin copiez le dossier sauvegardé et écrasez le dossier „repository“ sur le Medistick.

Nous vous souhaitons une bonne santé

Votre équipe du Medistick